

# BLUE STEEL Chaise hygiénique 3 en 1



**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 110 KG

La chaise **Blue Steel 3 en 1** peut servir à la fois de chaise percée, de rehausse-WC ou de cadre de maintien une fois placée sur la cuvette des WC grâce à ses pieds télescopiques réglables en hauteur. Elle est livrée avec un seau équipé d'un système de guidage pour l'usage des WC. Toujours prête à l'emploi, **Blue Steel 3 en 1** se plie et se déplie en toute simplicité et son installation ne nécessite aucuns outils.

Matériaux : acier traité époxy, lunette, couvercle et accoudoirs en polypropylène


- > Installation sans outils
- > Seau avec guide
- > Réglable en hauteur



Facile à plier

Seau et guide

Conditionnement :  
Carton de regroupement: 4  
Palette : 24




## DIMENSIONS

	Blue steel
Hauteur totale	63/78.5 cm
Largeur entre accoudoirs	45 cm
Largeur hors tout	45 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	54 cm
Hauteur assise sol	43/58 cm
Hauteur assise+dossier	61/76 cm
Profondeur assise	42 cm
Profondeur hors tout	54 cm
Poids	7.5 kg



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
380002	Chaise hygiénique 3en1 Blue steel	3401044573920	3701127706604	 Ancien code : 1243302 Nouveau code : 6273816 102,62€