

## Protection mousse pour barrière de lit



- Double - 823018
- Simple - 823009
- Tête de lit - 823074

- **Evite le contact du métal des barres de lit**
- **Protection capitonnée et lavable**
- **S'adapte sur toutes les barrières existante**
- **vendue à l'unité**

Cette protection capitonnée se place sur les barrières de lit médicalisé pour protéger les patients pendant la nuit. Elle permet de sécuriser les utilisateurs en comblant les espaces entre les barres. Housse bactériostatique classée non-feu M1 lavable à 90°, respirante et désinfectable.

3 modèles disponibles :

- Protection simple avec un côté capitonné s'attachant par 3 sangles et boucles du côté extérieur. Garnissage mousse. Dimensions : Long. 130 x haut. 35 x épaisseur 2 cm. Coloris bleu clair.

- Protection double qui entoure les 2 côtés de la barrière et se fixant par 4 boucles. Grande longueur. Garnissage fibre polyester spiralée. Dimensions : Long. 185 x larg. 72 x épaisseur 4 cm. Coloris bleu clair.

- Protection pour tête de lit : dimensions : 90 x 35 x 2 cm.

### **Variantes :**

- Double
- Simple
- Tête de lit