

# BD Discardit II™

Seringue deux pièces sans aiguille

**Matériel stérile à usage unique**

## FICHE TECHNIQUE

### Description


La seringue deux pièces BD Discardit™ peut être utilisée :

- pour l'injection et/ou l'aspiration de médicaments,
- pour l'injection et/ou l'aspiration de fluides corporels et drogues.



### Composition

| Composant         | Matériau                          |
|-------------------|-----------------------------------|
| Corps de seringue | Polypropylène (PP)                |
| Piston            | Polyéthylène                      |
| Lubrifiant        | Amide (dans le corps de seringue) |



### Informations administratives

#### **BD Discardit™**

Marquage CE AEMPS n°0318 – certificat n°2000 06 0272 CP, Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson S.A. – Cra. Mequinenza, s/n. 22520 – Fraga (Huesca), Espagne.

Certification : AENOR – Certificat n°AENOR – N° ER-0097/1994 – ISO 9001 :2008, AEMPS – Certificat n°N° 98.06 2006 EN – ISO 13485 :2003 ; Bureau Veritas – certificat n° ; 9000376 – ISO 14001 :2004.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

| CONDITIONNEMENT |               |          |            |                          | CORPS DE LA SERINGUE |           |           | PISTON |          | TOTAL |       |
|-----------------|---------------|----------|------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|----------|-------|-------|
| Réf.            | Désignation   | Embout   | Graduation | Boîte / carton / palette | Longueur             | Ø externe | Ø interne | Poids  | Longueur | Poids | Poids |
| 300928          | Seringue 2ml  | Centré   | Au 0.1 ml  | 100 / 3 000 / 36 000     | 51.65                | 10.00     | 8.80      | 8.80   | 63.55    | 0.93  | 2.17  |
| 309050          | Seringue 5ml  | Excentré | Au 0.2 ml  | 100 / 1 800 / 21 600     | 63.26                | 13.56     | 12.30     | 2.06   | 76.45    | 1.79  | 3.85  |
| 309110          | Seringue 10ml | Excentré | Au 0.5 ml  | 100 / 1 200 / 14 400     | 76.33                | 16.92     | 15.60     | 3.17   | 90.55    | 2.82  | 5.99  |
| 300296          | Seringue 20ml | Excentré | Au 1 ml    | 80 / 960 / 11 520        | 89.60                | 21.52     | 20.10     | 5.14   | 103.00   | 4.96  | 10.11 |